

## Technische Informationen

### Impulsformen der unterschiedlichen Therapiemodi

#### Modus Bioregulation:

Basis:	Standardfrequenz alle anderen Parameter inaktiv
Beruhigung:	Hohe Frequenz kombiniert mit Amplitudenmodulation
Triggern:	Niedrige Frequenz mit hoher Intensität und Amplitudenmodulation
Aktivierung:	Niedrige Frequenz alle anderen Parameter inaktiv
Relaxation:	Abweichende Standardfrequenz mit verändertem Zeitabstand und Intensität
Harmonisierung:	Abweichende Standardfrequenz, hohem Zeitabstand und niedriger Intensität
FM chronisch:	Niedrige Frequenzmodulation
FM akut:	Hohe Frequenzmodulation
Individual:	Automatische Intensitätsanpassung, Variabler Zeitabstand, Frequenzintervall
Individual +:	Auto. Intensität, Variabler Zeitabstand, Frequenz einstellbar
Memory:	Frequenzmodulation mit variabler Dämpfung

#### Modus Key-Phorese:

Key-Phorese sauer:	Galvanik zur Erzeugung eines Ionenflusses für saure Externa
Key-Phorese basisch:	Galvanik zur Erzeugung eines Ionenflusses für basische Externa

## Technische Daten

#### Handgerät physiokey:

Abmessungen:	185 x 51 x 28 mm (L x B x H)
Gewicht:	150g
Umgebungstemperatur:	0 .... 40°C
Umgebungsfeuchte:	max 93% rel.F, nicht kondensierend
Ladespannung:	5V +/- 0,5V
max. Ladestrom:	500mA
max. Ladezeit:	180 min
Akku Ladekapazität	800mAh
Typ. Betriebsdauer	6h (abhängig vom Behandlungsmode und Energiestärke)
min. Ladezyklen	500

## Klassifizierung

Ihr physiokey ist ein medizinisches Gerät. Entsprechend der EG-Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX wurde es als Medizinprodukte der Klasse IIa eingestuft und entsprechend zertifiziert.